



První sestavení a zaškolení uživatele

Pro následující modely:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Přehled

1.1 První montáž – krok za krokem

1. Namontujte přední kola.
Podrobnosti v kapitole 2
2. Nastavte výšku rukojetí.
Podrobnosti v návodu k obsluze
3. Zkontrolujte nastavení brzd.
Metoda pro nastavení v návodu k obsluze
4. Namontujte zádový popruh.
5. Namontujte tašku.

1.2 Kontrolní seznam pro první montáž

- | | |
|---|---|
| ☐ Namontovaná přední kola a designové lišty | ☐ Zkontrolováno nastavení brzd |
| ☐ Rukojeti nastavené na stejnou a správnou výšku | ☐ Zádový popruh namontován |
| ☐ Pevně zafixované nastavení výšky | ☐ Taška je namontována |

1.3 Kontrolní seznam pro ověření funkce

- ☐ Zařízení lze zapnout a vypnout.
- ☐ Všechna světla fungují.
Za tímto účelem zakryjte světelný senzor (ve spodní části pravého sedadla, viz obrázek). Chodítko ello má 5 světel (2× přední, 2× zadní, 1× pod sedadlem).
- ☐ Houkačka funguje.
- ☐ Tlačítko pro překonávání překážek funguje.
Pokud ne, zkontrolujte nastavení brzd.
- ☐ Zařízení poskytuje znatelnou oporu při chůzi do kopce.
- ☐ Zařízení při chůzi z kopce zdatelně brzdí.
Za tímto účelem nastavte úroveň kondice na nízký stupeň.



2. Montáž předních kol

1. Vyjměte bezpečnostní kolík z rámu.

Nejlépe je vytlačit tenkým nástrojem (inbusový klíč, šroubovák).



2. Vložte sestavu předního kola.

Pravá/levá strana jsou totožné. Ujistěte se, že vybrání (A) směřuje dolů.



3. Znovu zaveďte bezpečnostní kolík.



5. Nasad'te a připevněte designové lišty.

Pozor: Designové lišty vpravo/vlevo se liší.

4. Zkontrolujte, zda je kolo správně připevněno zatažením za kolo.



3. Zaškolení uživatele

Chodítko ello je navrženo tak, aby se ovládalo co nejjednodušeji a nejintuitivněji. Přesto je třeba podrobné zaškolení, protože chodítko ello se liší od standardního chodítka.

3.1 Základní princip

Zapněte chodítko ello a běžte – nastavení opory převezme senzorika. Aby fungoval optimálně, musí být pro uživatele nastavena odpovídající úroveň kondice. To ovlivňuje především chování při brzdění z kopce a chování při použití tlačítka pro překonávání překážek.

Pokyn: *Vždy používejte termín úroveň kondice – žádné alternativy jako „úroveň podpory“ nebo „úroveň rychlosti“. To vede ke zmatkům mezi uživateli.*

Následující funkce a manipulace musí být s uživatelem alespoň jednou procvičeny (jak je popsáno v návodu k použití):

- Chůze do kopce a z kopce.
- Překonat schod nahoru a dolů
- Chodítko můžete složit nebo rozložit.
- Nabíjení akumulátoru.

3.2 Zvláště důležité bezpečnostní pokyny

- Před usednutím vždy zatáhněte parkovací brzdu!
- Pokud jsou brzdy nastaveny příliš pevně nebo příliš volně, je nutné je seřadit!
- Žádná přeprava osob na chodítku!

3.3 Pokyny k použití

- Tlačítko pro překonávání překážek se používá pouze pro překonávání překážek a nerovností terénu – **není určeno pro nepřetržitý provoz.**
- Počáteční potíže při překonávání překážek jsou normální. Je třeba naučit se správné technice (viz návod k obsluze).
- Pokud zařízení dostatečně nebrzdí z kopce, lze upravit úroveň kondice. Pokud to nestačí, je třeba použít ruční brzdu.
- Po vypnutí lze chodítko používat jako běžné chodítko.

První sestavení a zaškolení uživatele

Výrobce

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aachen

Německo

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Číslo dílu: 7013348400

Verze: v01.0DE

Navštivte nás na internetu na adrese:
voss-healthcare.net

