



Førstegangsinstallation & Brugervejledning

Til følgende modeller:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Oversigt

1.1 Første samling - trin for trin

1. Monter forhjulene.
Detaljer i kapitel 2
2. Juster højden på håndtagene.
Detaljer i betjeningsvejledningen
3. Kontrollér bremseindstillingen.
Metode til indstilling i brugsanvisningen
4. Monter rygremmen.
5. Monter tasken.

1.2 Tjekliste til første installation

- | | |
|--|---|
| ☐ Forhjul & Designlister monteret | ☐ Bremsejustering kontrolleret |
| ☐ Håndtagene er indstillet til samme & korrekte højde | ☐ Rygrem monteret |
| ☐ Fast højdejustering | ☐ Taske monteret |

1.3 Tjekliste for funktioner

- ☐ Enheden kan tændes og slukkes.
- ☐ Alle lygter fungerer,
men dækker lyssensoren (på undersiden af højre sæde, se billede). ello har 5 lygter (2x foran, 2x bagpå, 1x under sædet).
- ☐ Horn virker.
- ☐ Forhindreknappen fungerer;
hvis ikke, skal du kontrollere bremseindstillingen.
- ☐ Enheden giver mærkbar støtte, når man går op ad bakke.
- ☐ Enheden bremser mærkbart, når man går ned ad bakke.
Det gør du ved at indstille Fitness-Levelet til et lavt niveau.



2. Montering af forhjulene

1. Fjern sikkerhedsstiften fra rammen.

Det er bedst at trykke den ud med et tyndt værktøj (unbrakonøgle, skruetrækker).



2. Sæt forhjulsenheden på plads.

Højre/venstre er identiske. Sørg for, at fordybningen (A) vender nedad.



3. Genindfør sikkerhedsstiften.



5. Monter og fastgør designpanelerne.

Vigtigt: Designpanelerne til højre/venstre er forskellige.

4. Kontrollér, at hjulet sidder korrekt fast, ved at trække i hjulet.



3. Brugerinstruktion

ello er designet til at blive styret så enkelt og intuitivt som muligt. Alligevel er det nødvendigt med en grundig instruktion, da ello adskiller sig fra en almindelig rollator.

3.1 Grundprincip

tænd for ello, og begynd at løbe - sensorsystemet overtager justeringen af støtten, og for at det skal fungere optimalt, skal det passende Fitness-Level være indstillet for brugeren. Dette påvirker primært bremseadfærden ned ad bakke og adfærden ved brug af forhindringsknappen.

Bemærk: Brug altid betegnelsen *Fitness-Level* - ikke alternativer som *"supportniveau"* eller *"hastighedsniveau"*. Det skaber forvirring blandt brugerne.

Følgende funktioner og handlinger skal øves med brugeren mindst én gang (som beskrevet i brugsanvisningen):

- Gå op ad bakke & ned ad bakke.
- Træd opad & nedad.
- Fold rollatoren sammen eller ud.
- Oplad batteriet.

3.2 Særligt vigtige sikkerhedsanvisninger

- Træk altid parkeringsbremsen, før du sætter dig ned!
- Hvis bremserne er indstillet for stramt eller for løst, skal de justeres igen!
- Ingen persontransport på rollatoren!

3.3 Bemærkninger om brug

- Forhindringsknappen bruges kun til at overvinde forhindringer og ujævnt terræn - ikke til kontinuerlig drift **ikke til kontinuerlig drift**.
- Indledende vanskeligheder ved at krydse forhindringer er normale. Den korrekte teknik skal indlæres (se brugsanvisningen).
- Hvis enheden ikke bremser tilstrækkeligt ned ad bakke, kan Fitness-Levelet justeres. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal den manuelle bremse bruges.
- Når den er slukket, kan rollatoren bruges som en almindelig rollator.

Førstegangsinstallation & Brugervejledning

Producent

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aachen

Tyskland

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Varenummer: 7013348400

Version: v01.0DE

Besøg os på internettet på:
voss-healthcare.net

