



Prva namestitev in navodila za uporabo

Za naslednje modele:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Pregled

1.1 Začetna namestitvev - korak za korakom

1. Namestite sprednja kolesa.
Podrobnosti v 2. poglavju
2. Prilagodite višino ročajev.
Podrobnosti v navodilih za uporabo
3. Preverite nastavitvev zavor.
Način nastavitvev v navodilih za uporabo
4. Pritrdite hrbtni pas.
5. Namestite torbo.

1.2 Kontrolni seznam za začetno namestitvev

- | | |
|--|---|
| ☐ Montirana sprednja kolesa in okrasni pokrovi | ☐ Preverjena nastavitvev zavor |
| ☐ Ročaji so nastavljeni na enako in pravilno višino | ☐ O Nameščen hrbtni pas |
| ☐ Fiksno nastavljena višina | ☐ Nameščena torba |

1.3 Kontrolni seznam za delovanje

- ☐ Napravo lahko vklopite in izklopite.
- ☐ Vse lučke delujejo.
Pokrijte senzor svetlobe (na spodnji strani desnega sedeža, glej sliko). ello ima 5 lučk (2 x spredaj, 2 x zadaj, 1 x pod sedežem).
- ☐ Hupa deluje.
- ☐ Gumb za ovire deluje;
če ne, preverite nastavitvev zavore.
- ☐ Naprava zagotavlja občutno podporo pri hoji navzgor.
- ☐ Naprava občutno zavira pri hoji navzdol.
To storite tako, da nastavite nizko raven telesne pripravljenosti.



2. Namestitev sprednjih koles

1. Z okvirja odstranite varnostni zatič.

Najbolje je, da ga iztisnete s tankim orodjem (imbusni ključ, izvijač).



2. Vstavite sklop sprednjega kolesa.

Desna/leva stran sta enaki. Prepričajte se, da je vdolbina (A) obrnjena navzdol.



3. Ponovno vstavite varnostni zatič.



4. S potegom za kolo preverite, ali je kolo pravilno pritrjeno.



5. Namestite in pripnite okrasne pokrove.

Pozor: Okrasni pokrovi desno/levo so različni.



3. Uvajanje uporabnikov

ello je zasnovan tako, da ga lahko upravljate kar se da preprosto in intuitivno. Kljub temu so potrebna podrobna navodila, saj se ello razlikuje od običajnega rolatorja.

3.1 Osnovno delovanje

vklopite ello in začnite s hojo - sistem senzorjev prevzame prilagajanje opore, za optimalno delovanje pa je treba za uporabnika nastaviti ustrezno raven telesne pripravljenosti. To vpliva predvsem na zaviranje pri hoji navzdol in na obnašanje pri uporabi gumba za ovire.

Opomba: Vedno uporabljajte izraz "stopnja telesne pripravljenosti" - ne uporabljajte drugih izrazov, kot sta "stopnja podpore" ali "stopnja hitrosti". To povzroča zmedo med uporabniki.

Naslednje funkcije in postopke mora uporabnik vsaj enkrat z vaditi (kot je opisano v navodilih za uporabo):

- Hoja navzgor in navzdol.
- Premagovanje stopnic navzgor in navzdol.
- Zložite ali razprite rolator.
- Napolnite baterijo.

3.2 Posebej pomembna varnostna navodila

- Preden se usedete, vedno aktivirajte ročno zavoro!
- Če so zavore nastavljene premočno ali preohlapno, jih je treba ponovno nastaviti!
- Prevoz potnikov z rolatorjem ni dovoljen!

3.3 Napotki za uporabo

- Gumb za ovire se uporablja samo za premagovanje ovir in neravnega terena – **ni namenjen za neprekinjeno delovanje**.
- Začetne težave pri prečkanju ovir so običajne. Treba se je naučiti pravilne tehnike (glejte navodila za uporabo).
- Če naprava ne zavira dovolj pri hoji navzdol, lahko prilagodite stopnjo pripravljenosti. Če to ne zadostuje, uporabite ročno zavoro.
- Ko je rolator izklopljen, ga lahko uporabljate kot običajen rolator.

Prva namestitev in navodila za uporabo

Proizvajalec

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aachen

Nemčija

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Številka dela: 7013348400

Različica: v01.0SL

Obiščite nas na spletni strani:
voss-healthcare.net

