



BROSCHÜRE FÜR DEN FACHHANDEL

Die Kategorie, nach der Ihre Kundschaft fragt.

Der elektrische Rollator,
der unterstützt, ohne einzugreifen.

voss-healthcare.net

ello | BY
VOSS healthcare

WAS ELLO IST

Er unterstützt das Gehen. Er ersetzt es nicht.

ello ist der Rollator, der dank intelligenter Technologie unterstützt.

ello ist ein Rollator mit Elektroantrieb, gefertigt aus Hightech-Glasfaserverbund. Zwei Elektromotoren treiben an, die Sensorik erkennt, wie viel Kraft eingesetzt wird, und richtet die Unterstützung danach aus. Am Anstieg übernehmen die Motoren das Gewicht des Geräts, im Gefälle bremsen sie automatisch ab. Beides gilt bis zu einer Steigung von 11 Prozent, darüber bleibt die Unterstützung konstant.

Eine Bordsteinkante oder eine kleinere Stufe überwindet die Hindernistaste und der herausnehmbare Akku hält bis zu drei Tagen.

Ein Rollator ohne Antrieb endet dort, wo die Kraft der Kundschaft endet, also an der Steigung, an der Kante und im Gefälle. Ein Elektromobil nimmt ihr diese Stellen ab, aber es nimmt ihr auch das Gehen ab.

ello liegt dazwischen. Er unterstützt das Gehen, statt es zu ersetzen, und vergrößert damit den Aktionsradius. Das kann besonders für Menschen wertvoll sein, deren Mobilität durch neurologische oder andere Erkrankungen eingeschränkt ist.

**„Wer aktiv bleibt,
bleibt länger selbstständig.“**



FÜNF GRÜNDE

Fünf Gründe für ello im Sortiment.

Wie ello Ihr Sortiment erweitert und welche Unterstützung Sie dabei erhalten.



Die Versorgung, die bisher fehlte

Zwischen Premium-Rollator und Elektromobil gibt es eine Anwendergruppe, für die bisher niemand eine Antwort hatte. Wer sie versorgen kann, erschließt eine zusätzliche Beratung und eine weitere Versorgungsstufe.



Ein Preis, den die Kundschaft akzeptiert

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.799 € brutto, 1.681,31 € netto. Das erleichtert das Gespräch am Verkaufsort.



Sie verkaufen ihn nicht allein

Dazu gehören eine Testrampe mit Showroom-Paket für Ihren Verkaufsraum, POS- und Printmaterial, fertige Direktmailings für Ihre Bestandskunden und auf Wunsch ein White-Label-Kit unter Ihrem Namen.



Kundschaft, die Sie schon kennen

Wer heute einen Premium-Rollator bei Ihnen kauft, kommt für die nächste Versorgung wieder. ello verlängert diese Kette um eine Stufe, statt sie an ein Elektromobil abzugeben.



90 Jahre Erfahrung.

Hinter ello steht die VOSS Gruppe mit über 90 Jahren Erfahrung. Entwicklung und Software sitzen in Deutschland, gefertigt wird in eigenen Werken in Europa.

Vier Fragen, die kommen. Und was der ello darauf antwortet.



01

Unebene Wege

Große Räder, vorn 11 Zoll und aus PU. Sie nehmen Pflaster, Kies und Fugen auf, ohne zu verkanten.



02

Bordstein

Die Hindernistaste unterstützt beim Überwinden einer Bordsteinkante oder einer kleineren Stufe.



03

Sturzprävention

Die Sensorik erkennt Stolpern und verlangsamt spürbar. Bei einem Sturz stoppt ello automatisch.



04

Bergauf und bergab, 11 %

Zwei Elektromotoren unterstützen am Anstieg, im Gefälle bremsst der Antrieb automatisch ab. Beides bis 11 Prozent, darüber bleibt die Unterstützung konstant.

1 = hohe Unterstützung und 5 = geringe Unterstützung

Was ello sonst noch kann.

Über die vier Kernsituationen hinaus bringt ello Ausstattung mit, nach der im Verkaufsgespräch gefragt wird.



Einfache Bedienung

Einschalten und einmal das Fitness-Level wählen. Alles Weitere läuft automatisch.



Sehen und gesehen werden

Ein Lichtsensor schaltet die Beleuchtung bei Dämmerung von selbst ein. Sie leuchtet den Weg aus und macht ello und Ihre Kundschaft zugleich sichtbar.



Hohe Reichweite

Der herausnehmbare Akku hält bis zu drei Tagen.



Leicht und faltbar

Platzsparend faltbar mit leicht bedienbarer Zuglasche. Faltmaß 357 × 833,5 mm.



Praktischer Einkaufskorb

Leicht entnehmbar für die täglichen Besorgungen, belastbar bis 5 Kilogramm.



Laden im Gerät oder daneben

Der Akku bleibt im Sitz oder wird herausgenommen. Beides funktioniert an jeder Steckdose. Eine volle Ladung dauert etwa 4 bis 5 Stunden.



Geringer Rollwiderstand

Auch ohne Akku bleibt ello leichtgängig und einsatzbereit.



Hochwertiger Faserverbund

Sorgt für Stabilität bei hochwertiger Oberfläche. Große Räder mit dreifarbigem Reifen im Skinwall-Design.

ZUSAMMENARBEIT

Was wir für Ihr Geschäft tun.

Unterstützung mit Marketingmaterialien, Schulungen und Demoprodukten.



Showroom-Paket

Testrampe, Textilspannrahmen und Produktflyer.
Damit zeigen Sie im Verkaufsraum, was der Antrieb
an Steigung und im Gefälle leistet.



Marketing, das Leads bringt

Suchmaschinenwerbung, Social Media und PR.
Die entstehenden Leads stellen wir dem Handel zur
Verfügung, ein separates Abkommen vorausgesetzt.



White-Label-Marketing-Kit

Auf Wunsch erhalten Sie die Materialien so, dass Sie
sie unter Ihrem eigenen Namen einsetzen können.



Schulung für Ihr Team

Online oder persönlich bei Ihnen im Haus, damit
jeder im Verkauf den Unterschied erklären kann.



Lieferung in 5 bis 10 Werktagen

Direkt aus unserem Lager an Ihr Haus, mit einem
festen Kontakt für Bestellung und Rückfragen.



Innendienst für Retouren und Reparatur

Eine Nummer für Retouren und Reparatur, ohne
Weiterleitung. Telefon +49 241 51005622.

Alle Zahlen auf einen Blick.

Die vollständigen Angaben für Ihr Beratungsgespräch,
dazu die unverbindliche Preisempfehlung.



Gewicht	12,5 kg
Material	Glasfaserverbund
Sitzhöhe	553 mm
Sitzbreite	440 mm
Polsterbreite	400 mm
Gesamtbreite vorn	591 mm
Gesamttiefe	727 mm
Faltmaß	357 × 833,5 mm
Bereifung	PU-Vollreifen, vorn 11 Zoll
Zuladung Einkaufskorb	5 kg
Akku	entnehmbar, im Gerät wie extern aufladbar; Ladezeit etwa 4 bis 5 Stunden
Schutzart	IP23
Gewährleistung	2 Jahre
Wartung	jährlich beim Fachhandel
Zulassung	nach MDR entwickelt

1.799 € brutto

Unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland · 1.681,31 € netto · zzgl. 20 € Fracht.

LIEFERUMFANG

ello · Akku · Ladegerät · Einkaufskorb · Rückengurt · Bedienungsanleitung · Aufbau- und Einweisungsanleitung

Alle Angaben Stand August 2026. Änderungen vorbehalten.

Sprechen Sie uns an.

Für Bestellungen, Konditionen und alles Weitere erreichen Sie uns ohne Umweg über eine Zentrale.

01

**Vertrieb und
Bestellung**

Konditionen, Erstausrüstung und Nachbestellungen.
sales@voss-healthcare.net

02

**Kontakt im
Handel**

Fragen zur Versorgung und zum Sortiment beantwortet
Ihr Ansprechpartner. Sie finden ihn im Bereich für
Sanitätshäuser auf voss-healthcare.net.

03

**Retouren und
Reparatur**

Der Innendienst, ohne Weiterleitung.
Telefon +49 241 51005622.