



PRODUKTBROSCHÜRE

Unabhängigkeit, die bewegt.

Der elektrische Rollator,
der unterstützt, ohne einzugreifen.

ello-rollator.de

ello

WAS ER IHNEN ZURÜCKGIBT

Sie entscheiden, wie weit.

Unabhängigkeit heißt, selbst zu bestimmen, wohin der Weg geht.

Freunde und Familie besuchen. Im Museum Kunst erleben. Einen Abend in der Oper genießen. Mit ello werden Unternehmungen wieder leichter, die das Leben besonders machen.

Genauso wie die alltäglichen Wege: der Einkauf um die Ecke, der Nachmittag mit den Enkeln oder der Besuch zwei Straßen weiter. Was zuletzt Überwindung kostete, wird wieder Teil des Alltags.

Denn häufig entscheidet nicht die Entfernung darüber, ob man sich auf den Weg macht. Es ist die Steigung kurz vor dem Ziel, die Kante am Bordstein, der unebene Untergrund oder die einsetzende Dunkelheit, bei der man lieber zu Hause bleibt.

Genau dort setzt ello an. Bergauf wird das Gehen leichter, denn zwei Elektromotoren unterstützen genau so viel, wie Sie gerade benötigen. Bergab bremst ello automatisch und gibt Ihnen sicheren Halt. So lassen sich Steigungen und Gefälle von bis zu 11 Prozent komfortabel bewältigen.

Auch Bordsteinkanten und kleine Stufen werden einfacher: Auf Knopfdruck unterstützt ello beim Überwinden des Hindernisses. Die großen Räder sorgen dafür, dass Sie auch auf unebenen Wegen sicher unterwegs sind.

Sollten Sie einmal stolpern, erkennt ello die Situation und wird automatisch langsamer. Und wenn es dunkel wird, schaltet sich das Licht von selbst ein. Es leuchtet Ihren Weg aus und sorgt gleichzeitig dafür, dass Sie besser gesehen werden.

Und damit Sie nicht ständig ans Laden denken müssen, hält der herausnehmbare Akku bei durchschnittlicher Nutzung bis zu drei Tage.





SICHERHEIT

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.

Was ello an Sicherheit mitbringt, arbeitet im Hintergrund.

Einfach zu bedienen

Sie schalten ihn ein und wählen einmal das Fitness-Level. Alles Weitere übernimmt ello ganz automatisch für Sie.

1 = hohe Unterstützung und 5 = geringe Unterstützung

Bergab bremst er mit

Im Gefälle bremst ello automatisch ab und gibt sicheren Halt, sodass Sie nicht gegenhalten müssen. Beim Stolpern verlangsamt die Sensorik spürbar. Bei einem Sturz stoppt er automatisch.

Er bleibt bei Ihrem Tempo

ello richtet sich nach der Kraft, die Sie einsetzen, und passt sich an. Sie geben das Tempo vor, nicht das Gerät. Bergauf übernehmen zwei Elektromotoren das Gewicht des Geräts und Ihrer Einkäufe, sodass Sie nicht zusätzlich schieben müssen.

Sehen und gesehen werden

Bei Dämmerung schaltet sich die Beleuchtung von selbst ein. Nach vorne und unten leuchtet sie den Weg aus, nach hinten macht sie Sie sichtbar. Dazu Reflektoren an den Rädern und eine Hupe, mit der Sie auf sich aufmerksam machen.

IM ALLTAG

ello geht mit Ihnen.

Vier Situationen, in denen ein Weg sonst endet.
Und wie ello dafür sorgt, dass er weitergeht.



01

Unebene Wege

Große Räder mit PU-Reifen nehmen Pflaster, Kies und Kanten auf, statt darin hängen zu bleiben.



02

Bordstein

Eine Bordsteinkante oder eine kleinere Stufe ist kein Problem. Die Hindernistaste unterstützt beim Überwinden.



03

Sturzprävention

Die Sensorik erkennt Stolpern und verlangsamt spürbar. Bei einem Sturz stoppt ello automatisch.



04

Bergauf und bergab

Zwei Elektromotoren unterstützen am Anstieg. Im Gefälle bremst ello automatisch ab und gibt sicheren Halt. Wie stark, stellen Sie mit dem Fitness-Level ein.

Aus Hightech-Glasfaserverbund.

ello sieht aus wie etwas, das man dabei hat – nicht wie etwas, das man braucht.



01

Räder

Große Räder mit dreifarbigigen Reifen, vorn 11 Zoll und aus PU. Sie geben Halt auf unebenen Untergründen.



02

Oberfläche

Der ello ist aus modernsten Werkstoffen gefertigt. Sie sorgen für hohe Stabilität bei hochwertiger Oberfläche.



03

Rahmen

Ein Werkstoff trägt den gesamten Rahmen. Das ist die Grundlage für seine Stabilität.



04

Bedienelemente

Die Bedienung beschränkt sich auf das Ein- und Aus-schalten und die einmalige Einstellung des Fitness-Levels. Zusammengeklappt wird über eine leicht bedienbare Zuglasche.

IM LEBEN

Wege, die wieder selbstverständlich werden.

Wege aus dem Alltag, die mit ello ohne Umweg und ohne Vorbereitung möglich sind.



Der Einkauf

Der Einkaufskorb fasst bis zu 5 Kilogramm und lässt sich leicht entnehmen. Auch beladen übernimmt der Antrieb das Gewicht am Anstieg mit.



Der Nachmittag im Park

Die großen Räder fahren problemlos über unebene Untergründe und geben Halt. So gehört der Nachmittag im Park wieder dazu.



Gemeinsam unterwegs

Sie unterhalten sich, während ello sich Ihrem Tempo anpasst, auch wenn es sich unterwegs ändert.



Der Weg zurück

Die Kraft fehlt selten auf dem Hinweg, sondern auf dem Rückweg. Genau dort übernimmt der Antrieb das Gewicht des Geräts. Und wenn Sie eine Rast brauchen, ist die Sitzfläche schon da.

TECHNISCHE DATEN

Alle Daten auf einen Blick.



Gewicht	12,5 kg
Material	Glasfaserverbund
Sitzhöhe	553 mm
Sitzbreite	440 mm
Polsterbreite	400 mm
Gesamtbreite vorn	591 mm
Gesamttiefe	727 mm
Faltmaß	357 × 833,5 mm
Bereifung	PU-Vollreifen, vorn 11 Zoll
Zuladung Einkaufskorb	5 kg
Schutzart	IP23
Akku	entnehmbar, im Gerät wie extern aufladbar; Ladezeit etwa 4 bis 5 Stunden

LIEFERUMFANG

ello · Akku · Ladegerät · Einkaufskorb · Rückengurt · Bedienungsanleitung · Aufbau- und Einweisungsanleitung

Alle Angaben Stand August 2026. Änderungen vorbehalten. Entwickelt in Deutschland, gefertigt in Europa.

Fahren Sie ihn, bevor Sie sich entscheiden.

Ein Sanitätshaus in Ihrer Nähe zeigt Ihnen ello und geht die ersten Meter mit Ihnen.

01

Händler finden

Über die Postleitzahlensuche auf ello-rollator.de, mit Route und Telefonnummer.

02

Termin vereinbaren

Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular auf ello-rollator.de aus. Wir geben Ihre Anfrage an das Sanitätshaus in Ihrer Nähe weiter.

03

Selbst fahren

Vor Ort im Sanitätshaus, mit Beratung, in Ihrem Tempo und ohne Termindruck.



Händler in Ihrer Nähe finden

ello-rollator.de/haendlersuche/
QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons scannen.